

## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ranuyoso

Jl. Raya Ranuyoso No.25, Bulutangkur, Ranuyoso, Kec. Ranuyoso, Kabupaten Lumajang,  
Jawa Timur 67357 67357 085236069269

<https://puskesmasranuyoso.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ranuyoso

No. SK :

### Persyaratan

1. Alat sdh harus dicuci

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mendekontaminasikan, membersihkan, dan mengeringkan seluruh instrument yang akan disterilisasi
2. Petugas meletakkan instrumen dalam bak instrument tertutup
3. Petugas membungkus instrument dengan dook
4. Petugas mengikat bak instrument yang telah dibungkus dengan dook
5. Petugas meletakkan instrument dalam sterilikator panas kering
6. Petugas melakukan sterilisasi pada suhu 170 °C (340 °F) selama 60 menit
7. Petugas mengangkat paket sterilisasi setelah didinginkan
8. Petugas memberikan label pada alat yang telah disterilisasi
9. Petugas mendistribusikan alat untuk disimpan di masing-masing ruangan

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

waktu tsb terhitung mulai alat dimasukkan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sterilisasi

### Pengaduan Layanan



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ranuyoso

Jl. Raya Ranuyoso No.25, Bulutangkur, Ranuyoso, Kec. Ranuyoso, Kabupaten Lumajang,  
Jawa Timur 67357 67357 085236069269

<https://puskesmasranuyoso.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ranuyoso

NUR FADILAH

081358171446