

## Pemeriksaan Golongan Darah

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Pengantar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pra Analitik 1. Persiapan pasien Tidak memerlukan persiapan khusus 2. Alat dan Bahan Alat – alat dan bahan yang digunakan a. Kapas alkohol 70 % b. Object glass c. Pengaduk d. Bahan e. Reagen golongan darah A,B,AB f. Reagen anti Rhesus/D
2. Prinsip : aglutinasi sel darah merah dengan anti serum tertentu Cara Kerja 1. Siapkan semua alat dan bahan 2. Desinfeksi lokasi jari yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70 % 3. Tusuk dengan lancet, darah pertama yang keluar dibersihkan dengan tisu kering 4. Darah yang keluar lagi di teteskan ke atas objek glass dengan 4 tempat Masing-masing tempat ditetesi dengan Anti sera A, Anti sera B, Anti sera AB, Anti sera D/rhesus 5. Kemudian masing-masing diaduk hingga rata/homogen 6. Amati terjadinya aglutinasi A B AB Golongann darah A + - + Golongann darah B - + + Golongann darah AB + + + Golongann darah O - - - Keterangan + : adanya aglutinasi - : tidak ada aglutinasi

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS menggunakan Tarif BPJS
2. Pasien umum berdasarkan Tarif Perbup Kolaka no.33 Tahun 2016

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Transfusi Darah

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke ruang pengaduan (Tim Pengaduan BLUD RSBG Kolaka)
2. Mengisi kotak saran
3. Website : <http://rs-benyaminguluh.kolaka.go>;