



Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

Jalan Malaka Raya Kelurahan Lemba Watansoppeng 90811 048423307

<https://rsud.soppeng.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

THERABEAM UV308 (Poliklinik Kulit dan kelamin)

No. SK :

Persyaratan

1. Suatu alat ultraviolet yang digunakan untuk terapi pada pasien dengan masalah kulit tertentu seperti vitiligo, dermatitis atopi, psoriasis, dll
2. Persiapan Blangko Rekam Medis (BRM)
3. SEP dari BPJS
4. Data pasien lain selain tidak terdaftar dari BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persetujuan tindakan medik
2. Persiapan pasien, alat, petugas
3. Menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri
4. Meminta izin pasien untuk dilakukan tindakan THERABEAM UV308 dan meminta pasien untuk tetap tenang
5. Memotret sebelum tindakan
6. Mempersiapkan pasien untuk berbaring di tempat tidur
7. Pendingin ruangan diatur ke suhu 16°
8. Kabel mesin therabeam uv308
9. Tekan ON di belakang mesin
10. Tekan POWER display kira-kira 3 detik kemudian akan beralih ke mode inisiasi. Display akan otomatis berubah ke layar standby
11. Setting dosis pada layar, setelah muncul dosis yang diinginkan tekan OK
12. Arahkan lampu sesuai dengan daerah yang akan dilakukan penyinaran
13. Tunggu waktu radiasi sampai selesai kemudian akan otomatis berhenti bila dosis yang diinginkan telah tercapai
14. Lakukan penyinaran di semua daerah yang akan di terapi
15. Matikan mesin dengan menekan tombol OFF pada layar



Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

Jalan Malaka Raya Kelurahan Lemba Watansoppeng 90811 048423307

<https://rsud.soppeng.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Rumah Sakit Umum Daerah Soppeng

Waktu Penyelesaian

30 Menit

10 - 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Untuk proses penyembuhan pada pasien kulit

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SP4N LAPOR