



RSUD dr. Adjidarmo

Jl. HM. Iko Jatmiko No. 1 Rangkasbitung 42311 087805672121

<https://rsud-adjidarmo.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / RSUD dr. Adjidarmo

Sterilisasi Sentral CSSD

No. SK :

Persyaratan

1. Semua alat yang merupai inventaris milik RSUD dr. Adjidarmo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas sterilisasi sentral menerima alat yang di sterilkan
2. Petugas sterilisasi sentral dan pengirim barang memeriksa menghitung mencatat alat yang akan disterilkan
3. Petugas sterilisasi sentral memberikan bon penerimaan alat yang akan disterilkan
4. Petugas sterilisasi sentral mencuci alat dan mengeringkan
5. Petugas sterilisasi sentral mensortir alat untuk instrumen yang layak pakai dilanjutkan pada tahapan proses selanjutnya
6. Petugas sterilisasi sentral membungkus alat
7. Petugas sterilisasi Sentral mencatat alat pada buku sterilisasi dan memberikan label
8. Petugas Sterilisasi Sentral memanaskan mesin sterilisasi
9. Petugas Sterilisasi Sentral menyusun alat pada chamber mesin
10. Petugas Sterilisasi Sentral mengoperasikan mesin sesuai program
11. Petugas Sterilisasi Sentral mengeluarkan alat dari dalam chamber mesin
12. Petugas sterilisasi Sentral Mendistribusikan alat sesuai permintaan

Waktu Penyelesaian

0

140 Menit (1x Proses)

Biaya / Tarif



RSUD dr. Adjidarmo

Jl. HM. Iko Jatmiko No. 1 Rangkasbitung 42311 087805672121

<https://rsud-adjidarmo.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / RSUD dr. Adjidarmo

Tidak dipungut biaya

Termasuk dalam akomodasi tarif RS

Produk Pelayanan

1. Pelayanan sterilisasi instrumen alat limen

Pengaduan Layanan

Melalui Aplikasi SPAN LAPOR

No. Pengaduan 081112117774

Website Rsulebakkab.go.id