

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Jl. Raya Gadung Desa Gadung 33183 07184220935

rsudbasel.000webhostapp.com

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan

Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) Pemrosesan peralatan pasien.

No. SK :

Persyaratan

1. Mengacu pada SPO pemrosesan peralatan pasien di rumah sakit.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kumpulkan peralatan pasien yang selesai digunakan dalam wadah.
2. Masukkan desinfektan chlorin kedalam wadah.
3. Lakukan perendaman selama 20 menit.
4. Bersihkan peralatan dengan menggunakan air mengalir atau air kran.
5. Keringkan peralatan dengan handuk bersih yang mudah menyerap air.
6. Simpan alat pada tempatnya, untuk peralatan dalam kondisi steril lakukan pemrosesan sterilisasi sesuai dengan tahap sterilisasi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sebelumnya dikumpulkan dulu peralatan pasien yang kotor, masukkan desinfektan chlorin ke dalam wadah, dan dilakukan perendaman selama 20 menit. setelah nya dilakukan pembersihan peralatan dengan menggunakan air mengalir, dan dikeringkan dengan handuk bersih.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jasa distribusi

Produk Pelayanan

1. Pemrosesan peralatan pasien pada unit rawat inap/ unit rawat jalan/unit igd

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Jl. Raya Gadung Desa Gadung 33183 07184220935

rsudbasel.000webhostapp.com

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Tim PPI