

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

Jalan L.L.RE.Martadinata No 45 Kota Bandung 40115 0224234058

<http://rskgm.bandung.go.id/>

Pemerintah Kota Bandung / RSUD BANDUNG KIWARI / Rumah Sakit

Khusus Gigi dan Mulut

Pelayanan Laboratorium Teknik Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. surat perintah kerja dari ruang perawatan prostodonti.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lakukan pencetakan pada pasien sebelum pencabutan di ruang perawatan prostodonti.
2. Terima model kerja beserta surat perintah kerja dari ruang perawatan prostodonti.
3. Radir model kerja pada daerah gigi yang akan dicabut.
4. Pasang model pada okludator setelah didapat oklusi yang sesuai (bila diperlukan).
5. Susun gigi sesuai dengan ukuran dan warna.
6. Buat cangkolan dengan mempertimbangkan faktor estetik, oklusi dan kenyamanan pasien.
7. Fiksasi gigi tiruan malam di model kerja dan siap dipendam di cuvet.
8. Pendam gigi tiruan malam di cuvet (flasking).
9. Buang lilin dari dalam flask untuk mendapatkan ruang/ mould space untuk bahan akrilik (waxing out).
10. Aplikasikan separator.
11. Curing/ boiling flask.
12. Keluarkan akrilik dari dalam flask (deflasking).
13. Rapikan akrilik dari sisa-sisa bahan pendam dan kelebihan akrilik yang tidak diperlukan (finishing).
14. Poles gigi tiruan dengan cara merapikan permukaan akrilik dimulai dengan bahan poles yang paling kasar sampai ke yang paling halus sehingga didapat permukaan akrilik yang halus, rata dan mengkilap.
15. Serahkan gigi tiruan ke ruang perawatan prostodonti.
16. Simpan surat perintah di laboratorium.

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

Jalan L.L.RE.Martadinata No 45 Kota Bandung 40115 0224234058

<http://rskgm.bandung.go.id/>

Pemerintah Kota Bandung / RSUD BANDUNG KIWARI / Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

5 Bulan

1. Pasien Datang
2. Cetak Anatomis
3. Cetak Fisiologis
4. Ngukur Gigitan
5. Try in protesa pola Malam
6. Inseri protesa jadi
7. Kontrol

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

bisa di akses di <http://rskgm.bandung.go.id/tarif/>

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Gigi Tiuruan Acrylic
2. kerangka Logam
3. Porcelain
4. Reparasi/Patah/Retak/Lepas

Pengaduan Layanan

1. Pasien mengisi form pengaduan yang tersedia di ruang tunggu pasien
2. Pasien Menyerahkan form Pengaduan ke Bagian Pelayanan Pengelolaan Pengaduan
3. Pengelolaan Pengaduan berproses terhadap pengaduan yang diajukan pasien
4. Bisa menggunakan website Lapor.go.id
5. Menyebutkan Nama atau No Rekam medis, isi Keluhan dan Kirim Ke nomor 081 220 449 701
6. Bisa Menggunakan Website, Email, Ig, Facebook