



## RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh

Jln. Ade Irma Suryani No. 25 Kelurahan Balai Kaliki Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Sumatera Barat. 26213 075292018

[rsudadnaanwd.payakumbuhkota.go.id](http://rsudadnaanwd.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh

# Layanan CSSD (Central Sterile Supply Department)

No. SK :

## Persyaratan

1. Penanggung Jawab Ruang CSSD.
2. Petugas Pelaksana CSSD Sehat Jasmani dan Rohani.
3. Ruang yang nyaman bersih, tertata rapi sesuai fungsi masing masing.
4. Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan, seperti tempat pencucian alat manual, WASHER, PLUSER, DRAYING KABINET, ULTRA SONIC, MESIN PRES POUCCES, AUTOCLAV, STRECOOL dan alat pendukung lainnya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Semua alat kotor dari masing masing ruangan di preclining dulu baru di antarkan ke ruangan CSSD.
2. Semua alat kotor di antar oleh petugas masing masing ruangan memakai countener kotor ke ruangan CSSD.
3. Semua alat kotor setelah terkumpul dari masing masing ruangan barulah di dekon oleh petugas dekontaminasi secara manual/WASHER selama 60 menit.
4. Melakukan pengeringan alat setelah di dekon dengan Draying kabinet menggunakan suhu 90 derajat selama 60 menit.
5. Melakukan pelipatan linen dan pemekingan linen dan alat.
6. Melakukan sterilisasi menggunakan mesin AUTOCLAV dengan suhu 130 derajat setelah linen/alat dipeking selama 60 menit.
7. Melakukan sterilisasi menggunakan mesin STERICOOL Dengan suhu 90 derajat untuk alat yang tidak tahan dengan suhu panas selama 60 menit.
8. Menyimpan Alat/linen ke ruangan Penyimpanan steril.
9. Menyerahkan /Distribusi Alat atau Linen yang telah steril kepada petugas masing masing ruangan dengan menggunakan countener bersih.
10. Setiap selesai melakukan kegiatan dilakukan pembersihan pada peralatan dan mesin yang sudah digunakan.

## Waktu Penyelesaian



## RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh

Jln. Ade Irma Suryani No. 25 Kelurahan Balai Kaliki Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Sumatera Barat. 26213 075292018

[rsudadnaanwd.payakumbuhkota.go.id](http://rsudadnaanwd.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh

6 Jam

- Pencucian/Dekontaminasi Alat Kotor Lebih Kurang 60 Menit.
- Pengeringan Lebih Kurang 60 Menit.
- Melipat Linen dan Peking Alat/Linen 120 Menit.
- Melakukan Sterilisasi/Pensterilan 60 Menit.
- Pendinginan Alat/Linen setelah di Sterilisasi 15 Menit.
- Pemilahan keruangan Penyimpanan Alat/Linen yg telah di Sterilisasi 15 Menit.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu kepada peraturan Walikota tentang tarif layanan pasien pada RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan CSSD

### Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung pada petugas CSSD
- Unit layanan pengaduan.