

Pemeriksaan Golongan Darah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pra Analitik 1. Persiapan pasien Tidak memerlukan persiapan khusus 2. Alat dan Bahan Alat – alat dan bahan yang digunakan a. Kapas alkohol 70 % b. Object glass c. Pengaduk d. Bahan e. Reagen golongan darah A,B,AB f. Reagen anti Rhesus/D
2. Prinsip : aglutinasi sel darah merah dengan anti serum tertentu Cara Kerja 1. Siapkan semua alat dan bahan 2. Desinfeksi lokasi jari yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70 % 3. Tusuk dengan lancet, darah pertama yang keluar dibersihkan dengan tisu kering 4. Darah yang keluar lagi di teteskan ke atas objek glass dengan 4 tempat Masing-masing tempat ditetesi dengan Anti sera A, Anti sera B, Anti sera AB, Anti sera D/rhesus 5. Kemudian masing-masing diaduk hingga rata/homogen 6. Amati terjadinya aglutinasi A B AB Golongann darah A + - + Golongann darah B - + + Golongann darah AB + + + Golongann darah O - - - Keterangan + : adanya aglutinasi - : tidak ada aglutinasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS menggunakan Tarif BPJS
2. Pasien umum berdasarkan Tarif Perbup Kolaka no.33 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Transfusi Darah

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke ruang pengaduan (Tim Pengaduan BLUD RSBG Kolaka)
2. Mengisi kotak saran
3. Website : <http://rs-benyaminguluh.kolaka.go>;