



## Puskesmas Koto Berapak

Jl. Bayang 25652 082170154928

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Koto Berapak

# Pelayanan Persalinan dan IVA Test

No. SK : 00.8.3.2/005/SK KAPUS / PKM-KB/2024

## Persyaratan

1. membawa KTP dan membawa kartu BPJS/ JAMKESDA/ KK
2. membawa buku KIA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. keluarga pasien mendaftar di ruang persalinan
2. pasien diposisikan ditempat tidur di ruang persalinan
3. petugas / bidan menyiapkan rekam medis dan membawa rekam medis keruang pemeriksaan
4. petugas melakukan anamnesa kepada pasien
5. pasien ditanya riwayat kesehatan, riwayat kehamilan sebelumnya oleh petugas
6. petugas melakukan pemeriksaan lengkap kepada pasien
7. petugas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien dan keluarga pasien
8. petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada dokter jaga di persalinan untuk mendapatkan feedback
9. bagi pasien yang resti dan harus segera di rujuk petugas menyampaikan kepada keluarga pasien untuk persiapan rujukan ke RS
10. pasien mengisi lembar informed consent
11. petugas menyiapkan alat partus set
12. petugas melakukan pemeriksaan 4 jam sekali
13. petugas memastikan hasil pelayanan pada rekam medik dan lembar partograf
14. petugas melakukan pelayanan persalinan normal sesuai APN
15. petugas melakukan observasi post partum selam 8 jam sebelum pasien pulang
16. petugas mencatat rekam medik dan partograf
17. petugas memberikan obat kepada pasien
18. keluarga pasien melengkapi persyaratan dokumen
19. pasien sudah dilayani

## Waktu Penyelesaian



## Puskesmas Koto Berapak

Jl. Bayang 25652 082170154928

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Koto Berapak

10 Jam

hari kerja : jam

tiap hari : 24 jam

waktu persalinan 2 jam - 10 jam (sesuai kasus )

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

biaya persalinan sesuai PERDA yang berlaku

### **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan persalinan, pelayanan IVA TEST

### **Pengaduan Layanan**

kotak saran, meja informasi, instagram, facebook dan whatsapp puskesmas koto berapak