

Pelayanan Instalasi CSSD/Loundry

No. SK : 500.2.3.8/12/404.302.2/2024

Persyaratan

1. Pasien
2. Alat yang disterilkan dapat di proses suhu tinggi sesuai instruksi paprika
3. Mengisi form permintaan sterilisasi
4. Menggunakan box atau container tertutup dan dibedakan untuk transportasi alat kotor dan alat steril
5. Keluar masuk barang sesuai jalur alat steril/bersih dan jalur alat kotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Serah terima linen/ Instrumen/Alat/BMHP
2. Proses pencucian dan setting
3. Pengemasan dan labeling linen/Instrumen/Alat/BMHP
4. Melakukan proses sterilisasi alat dan linen/bahan
5. Penyimpanan dan pendistribusian alat/linen dan bahan steril siap pakai yang di butuhkan oleh ruang / unit khusus
6. Melakukan pengawasan terhadap kualitas sterilisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian infeksi Bersama dengan komite PPI

Waktu Penyelesaian

- 0
1. Lamanya waktu yang di butuhkan adalah \approx 2 jam
 2. Proses pencucian dan setting paching (tergantung dari jenis alat/bahan)
 3. Pengemasan dan lebeling \approx 30 menit
 4. Sterilisasi \approx 2 jam (tergantung alat/bahan)
 5. Penyimpanan/Distribusi \approx 7 hari (tergantung kebutuhan unit)

RSUD Geneng



Jl. Raya Ngawi-Madiun KM 09 Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten
Ngawi, Provinsi Jawa Timur 63271 03517403000
www.rsudgeneng.ngawikab.go.id

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Kesehatan / RSUD Geneng

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor. 14 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngawi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi CSSD dan Laundry

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

§ Kotak saran / Kuisisioner

§ Website : [lvanda Destriana, A.Md.Keb](mailto:lvandaDestriana@rsudgeneng.go.id)